


Secur'Grip I

Barrière de lit universelle

Description

- Tubes en acier.
- Réglable en hauteur : de 45 à 55 cm.
- Dimensions : L. 92 x l. 52 x H. 45/55 cm.
- Charge maxi : 110 kg.

◀ Réf: **HEXBL25**



Révision :4 août 2025



Importé et distribué par Hexa Plus Santé
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers
66600 Rivesaltes - France
(+33) 4 68 08 26 20



Foshan Mason Tech Co., Ltd.
East Block A, No.116 North Lishui Avenue, Lishui Town,
Foshan, CHINA



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands