

Hexa

AquaFix


Barre d'appui à ventouses
30 cm



Description

- Dimensions : 29,5 x 11 x 9 cm, poids net : 270 g.
- Composition : ABS.
- Supporte jusqu'à 48 kg de force de traction pour une utilisation à un angle de 45°.
- Supporte jusqu'à 70 kg de force de traction pour une utilisation à un angle de 90°.

◀ Réf: **HEXBV25**



Révision : 16 juin 2025



Distribué par Hexa Plus Santé
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers
66600 Rivesaltes - FRANCE
(+33) 4 68 08 26 20



Yongkang Beiqin Industry and Trade Co., Ltd.
18 Jintian Road, Wangxitian Natural
Village, Longqqing Village, Xiangzhu Town,
Yongkang City, Zhejiang Province, (CHINA)



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands