


AquaCurve

Chaise de douche avec découpe intime



Description

- Cadre en aluminium anodisé.
- Hauteur réglable sur 8 niveaux.
- Embouts en caoutchouc antidérapant.
- Avec poignées intégrées.
- Coloris : blanc.
- Dimensions du dossier : L. 38,5 x l. 22,5 cm.
- Dimensions : L. 48 x l. 33 x H. 39/56 cm.
- Charge maxi : 120 kg.

◀ Réf: **HEXCD25**



Révision :4 août 2025



Importé et distribué par Hexa Plus Santé
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers
66600 Rivesaltes - France
(+33) 4 68 08 26 20



Foshan Mason Tech Co., Ltd.
East Block A, No.116 North Lishui Avenue, Lishui Town,
Foshan, CHINA

EC REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands