

# Chaise garde robe avec coussin

## AquaConfort

**Fiable, stable et confortable pour tous les usages.**

- Chaise de douche modulaire, proposée en 3 configurations, avec la possibilité de retirer le dossier et/ou les accoudoirs selon les besoins.
- Assise anti-dérapante dotée d'un coussin en mousse pour plus de confort.
- 4 pieds en caoutchouc antidérapant.
- Dim. dossier : L. 446 x l. 190 mm.
- Dim. d'assise : L. 563 x l. 400 mm.  
Hauteur d'assise réglable de 444 à 564 mm.
- Hauteur hors tout : de 791 à 911 mm.
- Dim. du seau : diam. 280 mm (int.) x 260 mm (ext.)  
x 150 mm (profondeur).
- Poids : 4,8 kg.
- Poids max. : 136 kg.
- **DM classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**



Modèles	Références	Références fournisseur	Codes EAN
AquaConfort	HEXCGRFC25	SC7058E	3760178861519

 **FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD**  
Plant 2, Plant 3, 65 Building No. 88, Hartian Road, Hecheng Street, Gaoming District, Foshan City  
Guangdong Province, China

 **SUNCO Europe B.V.**  
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,  
Capelle aan den IJssel, 2909VA  
Netherlands



**Importé et distribué par Hexa Plus Santé**  
**ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers**  
**66600 Rivesaltes - France**  
**(+33) 4 68 08 26 20**