

Fauteuil releveur 1 moteur confort Emile



Réf : HEXEMILE1MBR

NOMBRE DE MOTEURS	1 moteur
REVÊTEMENT	Tissu Mozart ou tissu chenille : 100 % polyester
SUSPENSIONS DU DOSSIER ET DE L'ASSISE	Dossier : sangles élastiques. Assise : ressorts nosag
STRUCTURE DU FAUTEUIL	Bois massif et contre-plaqué, et structure métallique
DENSITÉ DE LA MOUSSE	30 kg/m ³
LARGEUR HORS TOUT	79 cm
PROFONDEUR HORS TOUT	82 cm
HAUTEUR HORS TOUT	110 cm
LARGEUR ASSISE	51 cm
PROFONDEUR ASSISE	54 cm
HAUTEUR SOL/ASSISE	48 cm
HAUTEUR DOSSIER	70 cm
POIDS DU FAUTEUIL	39,3 kg
POIDS MAXIMAL UTILISATEUR	130 kg
GARANTIE	2 ans

- Confort et ergonomie au meilleur prix.
- Facilité d'utilisation.



Café



Chocolat