

Fauteuil releveur

2 moteurs confort

Georges



Réf : HEXGEORGES2M08Z

NOMBRE DE MOTEURS	2 moteurs
REVÊTEMENT	Tissu chenille : 100 % polyester
SUSPENSIONS DU DOSSIER ET DE L'ASSISE	Dossier : sangles élastiques. Assise : ressorts nosag
STRUCTURE DU FAUTEUIL	Bois massif et contre-plaqué, et structure métallique
DENSITÉ DE LA MOUSSE	38 kg/m ³
LARGEUR HORS TOUT	78 cm
PROFONDEUR HORS TOUT	95 cm
HAUTEUR HORS TOUT	106 cm
LARGEUR ASSISE	48 cm
PROFONDEUR ASSISE	52 cm
HAUTEUR SOL/ASSISE	48 cm
HAUTEUR DOSSIER	95 cm
POIDS DU FAUTEUIL	45 kg
POIDS MAXIMAL UTILISATEUR	150 kg
GARANTIE	3 ans

- **Élégance et confort absolu.**
- **Assise agréable et moelleux.**



Gris

Vert de gris

Brun

Moutarde