


AquaRoll

Chaise garde-robe à roulettes



Révision :12 janvier 2026

Description

- Cadre : Tube en aluminium soudé et peint.
- Assise percée : Pp (Polypropylène).
- Manchette accoudoirs : PU (pPolyuréthane).
- Coloris : noir.
- Dimensions : L. 80 x l. 53/55 x H. 97,5 cm.
- Charge maxi : 130 kg.

◀ Réf: **HEXGR25**



Importé et distribué par Hexa Plus Santé
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers
66600 Rivesaltes - France
(+33) 4 68 08 26 20



Foshan Mason Tech Co., Ltd.
East Block A, No.116 North Lishui Avenue, Lishui Town,
Foshan, CHINA



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands