

Sit'Roll

Chaise garde-robe à roulettes

Description

- Cadre : Tube en acier soudé et peint.
- Assise percée : Pp (Polypropylène).
- Manchette accoudoirs : PU (pPolyuréthane).
- Coloris : noir.
- Dimensions : L. 80 x l. 53/55 x H. 97,5 cm.
- Charge maxi : 130 kg.

◀ Réf: **HEXGR25**



Révision :2 juin 2026



Importé et distribué par Hexa Plus Santé
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers
66600 Rivesaltes - France
(+33) 4 68 08 26 20



HangZhou FuYang HongWei
metal product Co. Ltd
Liaoan village, Wanshi town, Fuyang district, zhejiang
province (CN)



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands