



← Réf:
HEXJ225LVM

HEXADRAPS

draps d'examen **Extrafort**
2 plis ouate lisse

Confort

Ouate double plis assemblée par procédé de gaufrage point à point

Hygiène

Emballage individuel afin de respecter les normes d'hygiène adictées par la HAS.

Ergonomie

Pré-découpage des rouleaux afin de détacher nettement le drap sans le gaspiller.

DIMENSIONS

Laize	49,8 cm
Dimensions par feuille	Longueur : 38 cm / Largeur : 50 cm
Dimensions par rouleau	Longueur : 57 m / Largeur : 50 cm
Longueur selon calculs*	57 mètres
Poids du rouleau	1,085 kg (+/-5%)
Diamètre intérieur madrin	39 mm lisse
Diamètre extérieur rouleau	11,2 < x < 11,5 cm

MATIERE PREMIERE

Qualité ouate	ouate 100% pure pâte de cellulose vierge
Blancheur	supérieure à 82 %
Traitement	résistance humide «WS»
Aspect	lisse
Nombre de plis	2 épaisseurs
Assemblage	par 7 moletages
Grammage	2 x 18 gr/m ² matière soit 36gr/m ²
Résistance sans marche	26,8 N/50mm sur 2 épaisseurs
Résistance sans travers	11 N/50mm sur 2 épaisseurs
Allongement	17% < x < 19%

CONDITIONNEMENT

Unité de Facturation (UF)	carton de 12 rouleaux
Colis de	12 rouleaux
Poids net du colis	13,020 kg
Poids brut du colis	13,760 kg
Dimensions colis	l 445 mm x P 335 mm x H 510 mm
Volume colis	0,076 m ³
Type palette	80 x 120 cm
Nombre d'UF /palette	18 cartons
Nombre de colis /palette	18 cartons
Plan de palettisation	4 rangs de 6 colis
Dimensions palette hors tout	l 1200 mm x L 800 mm x H 2190 mm

*Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part.
Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR.