

# MEDI'DRAPS

## draps d'examen Confort

### 2 plis gaufrés-collés



← Réf:  
HEXJ226PVM

#### Confort

Ouate double plis assemblée par procédé de gaufrage point à point

#### Hygiène

Emballage individuel afin de respecter les normes d'hygiène adictées par la HAS.

#### Ergonomie

Pré-découpage des rouleaux afin de détacher nettement le drap sans le gaspiller.

#### DIMENSIONS

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Laize</b>                      | 49,8 cm                                      |
| <b>Longueur selon calculs*</b>    | 47,25 mètres soit 135 frmts de 35 cm (+/-5%) |
| <b>Poids du rouleau</b>           | 0,880 kg (+/-5%)                             |
| <b>Diamètre intérieur madrin</b>  | 39 mm lisse                                  |
| <b>Diamètre extérieur rouleau</b> | 13 cm maxi                                   |

#### MATIERE PREMIERE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Qualité ouate</b>  | ouate 100% pure pâte de cellulose vierge  |
| <b>Blancheur</b>      | supérieure à 82 %   |
| <b>Traitement</b>     | résistance humide «WS»  |
| <b>Aspect</b>         | gaufré  |
| <b>Nombre de plis</b> | 2 épaisseurs  |
| <b>Assemblage</b>     | par procédé de gaufrage collage pointe à pointe   |
| <b>Grammage</b>       | 2 x 17,5 gr/m <sup>2</sup> matière + 1 gr/m <sup>2</sup> colle soit 35gr/m <sup>2</sup> |

#### CONDITIONNEMENT

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Unité de Facturation (UF)</b>    | carton de 9 rouleaux             |
| <b>Colis de</b>                     | 9 rouleaux                       |
| <b>Poids net du colis</b>           | 8,040 kg                         |
| <b>Poids brut du colis</b>          | 8,650 kg                         |
| <b>Dimensions colis</b>             | l 385 mm x P 385 mm x H 510 mm   |
| <b>Volume colis</b>                 | 0,076 m <sup>3</sup>             |
| <b>Type palette</b>                 | 80 x 120 cm                      |
| <b>Nombre d'UF /palette</b>         | 24 cartons                       |
| <b>Nombre de colis /palette</b>     | 24 cartons                       |
| <b>Plan de palettisation</b>        | 4 rangs de 6 colis               |
| <b>Dimensions palette hors tout</b> | l 1200 mm x L 930 mm x H 2270 mm |

\*Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part.  
Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR.