

Fauteuil releveur

4 moteurs

Louise



Réf : HEXLOUISE4MV

NOMBRE DE MOTEURS	4 moteurs
REVÊTEMENT	Microfibre 100% polyester
SUSPENSIONS DU DOSSIER ET DE L'ASSISE	Dossier : sangles élastiques Assise : ressort Nosag
STRUCTURE DU FAUTEUIL	Bois massif et contreplaqué
DENSITÉ DE LA MOUSSE	38 kg/m³
LARGEUR HORS TOUT	70,5 cm
PROFONDEUR HORS TOUT	90 cm
HAUTEUR HORS TOUT	109 cm
LARGEUR ASSISE	45,5 cm
PROFONDEUR ASSISE	49 cm
HAUTEUR SOL/ASSISE	48 cm
HAUTEUR DOSSIER	73 cm
POIDS DU FAUTEUIL	48,4 kg
POIDS MAXIMAL UTILISATEUR	170 kg
GARANTIE	2 ans

- Inclinaison totale jusqu'à 172 cm.
- Réglable à l'aide de 4 patins.
- Esthétique raffinée, s'adapte à tous les styles de décoration.



Gris