

Moove On

Rollator 4 roues

Moove On

**Facilite vos déplacements,
en intérieur comme en extérieur.**

Le Moove On est conçu pour faciliter la mobilité au quotidien.

Son cadre en aluminium le rend facile à manœuvrer et à transporter.

Sa conception pliable et compacte permet de le ranger ou de l'emmener partout.

Son assise en maille respirante offre un confort appréciable.

Le sac de rangement intégré, spacieux et facilement accessible, permet de garder vos effets personnels à portée de main.



Poids max utilisateur :
136 kg.



Coloris bleu.
Réf. : HEXMOOVEONBLE



Coloris rouge.
Réf. : HEXMOOVEONRED



Coloris blanc.
Réf. : HEXMOOVEONWHI



Coloris noir.
Réf. : HEXMOOVEONBLK

Caractéristiques

Matériau	Aluminium
Largeur d'assise	46 cm
Hauteur d'assise	55 cm
Profondeur d'assise	25 cm
Largeur totale	63 cm
Poignées	Réglables en hauteur de 78 à 91 cm
Largeur de poignées intérieure	50 cm
Distance entre les poignées	46 cm
Roues	4 roues en PVC 20 x 3,5 cm
Freins	Freins standards et freins de stationnement
Dimensions du sac	41 x 32 x 9 cm
Rayon de braquage	89,5 cm
Réfecteurs	4 réfecteurs à l'avant
Accroche canne	Intégré, coté gauche
Poids	8 kg
Poids max.	136 kg
Coloris	Bleu, rouge, blanc ou noir

Modèle	Coloris	Références	Codes EAN
Moove On	Bleu	HEXMOOVEONBLE	3760178861076
Moove On	Rouge	HEXMOOVEONRED	3760178861083
Moove On	Blanc	HEXMOOVEONWHI	3760178861106
Moove On	Noir	HEXMOOVEONBLK	3760178861069

Moove On



Contactez-nous

Hexa Plus Santé
ZA Panisso Est - 2,rue des micocouliers,
66600 Rivesaltes
(+33) 4 68 08 26 20
contact@union-healthcare.com