

# Mooveo

## Rollator 4 roues

# Mooveo

### L'allié idéal pour vos déplacements au quotidien.

Le rollator Mooveo est une aide à la mobilité ultra-légère, réglable en hauteur, offrant confort, sécurité et autonomie.

Doté d'une assise avec dossier, d'un grand sac de transport (5 kg) et de freins sécurisés, il se plie facilement pour un rangement et un transport pratiques.



Poids max utilisateur :  
**136 kg.**



**Coloris gris.**  
Réf. : HEXMOOVEGRE



**Coloris rouge.**  
Réf. : HEXMOOVEORED



**Coloris blanc.**  
Réf. : HEXMOOVEOWHT

## Caractéristiques

Matériau	Aluminium
Largeur d'assise	45 cm
Hauteur d'assise	56 cm
Profondeur d'assise	23 cm
Largeur totale	63 cm
Poignées	Réglables en hauteur de 79 à 91,5 cm
Distance entre les poignées	46 cm
Roues	4 roues à bandage
Freins	Freins standards et freins de stationnement
Rayon de braquage	89,5 cm
Réfecteurs	2 réfecteurs à l'avant
Accroche canne	Intégré, coté gauche
Poids	7,49 kg
Poids max.	136 kg
Coloris	Rouge, gris, ou blanc

Modèle	Coloris	Références	Codes EAN
Mooveo	Rouge	HEXMOOVEORED	3760178861113
Mooveo	Gris	HEXMOOVEOGRE	3760178861120
Mooveo	Blanc	HEXMOOVEOWHT	3760178861106

**Mooveo**



### Contactez-nous

Hexa Plus Santé  
ZA Panisso Est - 2,rue des micocouliers,  
66600 Rivesaltes  
(+33) 4 68 08 26 20  
[contact@union-healthcare.com](mailto:contact@union-healthcare.com)