

# Moov'Go

## Rollator 4 roues

# Moov'Go

**Moov'Go : sécurité, stabilité  
et autonomie pour vos déplacements.**

Le rollator Moov'Go est polyvalent, il s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Il est équipé d'un panier amovible et d'un panier fixe en plastique. Sur l'assise, un plateau amovible en plastique, permet de transporter vos objets personnels d'une pièce à l'autre dans la maison. Il est pliable, ce qui facilite son transport.



Poids max utilisateur :  
**130 kg.**



**Plateau pour déambulateur en option.**  
Réf. : HEXMOOVGOPL



**Coloris gris anthracite.**  
Réf. : HEXMOOVGOG



**Coloris vert olive.**  
Réf. : HEXMOOVGOV

## Caractéristiques

Matériau	Acier
Largeur d'assise	40 cm
Hauteur d'assise	61cm
Profondeur d'assise	16 cm
Largeur totale	60 cm
Longueur totale	69 cm
Poignées	Réglables en hauteur de 71 à 98 cm
Distance entre les poignées	39 cm
Roues	ø 19 cm
Freins	Freins standards et freins de stationnement
Rayon de braquage	78 cm
Réflecteurs	2 réflecteurs à l'arrière
Accroche canne	Intégré, coté gauche
Poids	9 kg
Poids max.	130 kg
Coloris	Gris ou vert olive

Modèle	Coloris	Références	Codes EAN
Moov'Go	Gris anthracite	HEXMOOVGOG	3760178861151
Moov'Go	Vert olive	HEXMOOVGOV	3760178861168

**Moov'Go**



## Contactez-nous

**Hexa Plus Santé**  
 ZA Panisso Est - 2,rue des micocouliers,  
 66600 Rivesaltes  
 (+33) 4 68 08 26 20  
[contact@union-healthcare.com](mailto:contact@union-healthcare.com)