

Moov'Light

Rollator 4 roues

Moov'Light

Moov'Light : maniable, léger et élégant idéal pour un usage quotidien en toute liberté.

Le rollator Moov'Light, conçu pour une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur, le rollator Moov'Light vous accompagne partout, en toute liberté. Son assise et son dossier confortables, offrent un excellent niveau de confort et renforcent votre sécurité.

Le Moov'Light, est également équipé d'un sac de transport d'une capacité de 5 kg, pratique pour emporter vos effets personnels. Facile à plier, il est peu encombrant et se range aisément dans le coffre d'une voiture.



Poids max utilisateur :
100 kg.



Coloris noir.
Réf. : HEXMOOVLIGHTCAR

Caractéristiques

Matériau	Carbone
Largeur d'assise	43 cm
Hauteur d'assise	59,5cm
Profondeur d'assise	25 cm
Largeur totale	59 cm
Longueur totale	67 cm
Poignées	Réglables en hauteur de 85 à 97 cm
Distance entre les poignées	50 cm
Roues	ø 20 cm
Freins	Freins standards et freins de stationnement
Rayon de braquage	90 cm
Accroche canne	Intégré, coté gauche
Poids	5,8 kg
Poids max.	100 kg
Coloris	Noir

Modèle	Coloris	Références	Codes EAN
Moov'Light	Noir	HEXMOOVLIGHTCAR	3760178861144

Moov'Light



Contactez-nous

Hexa Plus Santé
ZA Panisso Est - 2,rue des micocouliers,
66600 Rivesaltes
(+33) 4 68 08 26 20
contact@union-healthcare.com