

Planche de Bain 70 cm - 75 cm

AquaPlanche - AquaPlanche XL

Offre une parfaite stabilité sur la baignoire avec ses larges pieds.

- Ergonomique et résistante.
- Poignée ergonomique et porte-savon.
- Revêtement antidérapant en polypropylène moulé.
- Butées s'adaptant à la largeur de la baignoire pour plus de sécurité.
- Dim. **AquaPlanche** :
L. 700 x l. 347 x Hauteur totale 185 mm (poignée 90 mm). Ajustable de 375 à 575 mm.
- Dim. **AquaPlanche XL** :
L. 755 x l. 347 x Hauteur totale 184 mm (poignée 90 mm). Ajustable de 407 à 607 mm.
- Poids : 2,3 kg
- Poids max. : 120 kg.
- **DM classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**



Modèles	Références	Références fournisseur	Codes EAN
AquaPlanche	HEXPB25	SC6045C 70cm	3760178861489
AquaPlancheXL	HEXPBXL25	SC6045C N75cl	3760178861496

 **FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD**
Plant 2, Plant 3, 65 Building No. 88, Hartian Road, Hecheng Street, Gaoming District, Foshan City
Guangdong Province, China

 **SUNCO Europe B.V.**
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
Capelle aan den IJssel, 2909VA
Netherlands

 **Importé et distribué par Hexa Plus Santé**
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers
66600 Rivesaltes - France
(+33) 4 68 08 26 20