

Planche de Bain 70 cm - 75 cm

AquaPlanche - AquaPlanche XL

Offre une parfaite stabilité sur la baignoire avec ses larges pieds.

- Ergonomique et résistante.
- Poignée ergonomique et porte-savon.
- Revêtement antidérapant en polypropylène moulé.
- Butées s'adaptant à la largeur de la baignoire pour plus de sécurité.
- Dim. **AquaPlanche** :
L. 700 x l. 347 x Hauteur totale 185 mm (poignée 90 mm). Ajustable de 375 à 575 mm.
- Dim. **AquaPlanche XL** :
L. 755 x l. 347 x Hauteur totale 184 mm (poignée 90 mm). Ajustable de 407 à 607 mm.
- Poids : 2,3 kg
- Poids max. : 120 kg.
- **DM classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**



Modèles	Références	Références fournisseur	Codes EAN
AquaPlanche	HEXPB25	SC6045C 70cm	3760178861489
AquaPlancheXL	HEXPBXL25	SC6045C N75cl	3760178861496



FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
Plant 2, Plant 3, 65 Building No. 88, Hartian Road, Hecheng Street, Gaoming District, Foshan City
Guangdong Province, China



SUNCO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
Capelle aan den IJssel, 2909VA
Netherlands



Importé et distribué par Hexa Plus Santé
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers
66600 Rivesaltes - France
(+33) 4 68 08 26 20