

Réhausse WC en polyuréthane

AquaWCSoft

Facilite l'assise et le lever aux WC en toute sécurité.

- Pente de 3° respectant l'angulation naturelle du bassin.
- Larges surfaces d'appui avant et arrière.
- Dégagements avant et arrière facilitant l'hygiène.
- Assure un confort optimal grâce à la qualité technique des matériaux : souplesse de la mousse, contact agréable de l'enveloppe, étanchéité complète.
- En mousse polyuréthane et enveloppe PVC.
- Nettoyage à l'eau savonneuse ou autre produit courant.
- Désinfection avec dilution chlorée ou aérosol adapté.
- Dim. : 422 x 400 mm.
- Poids : 2,4 kg.
- Poids max. : 150 kg.
- **Classe I**
- **Garantie : 2 ans**



PRÉCAUTIONS :

Ne pas immerger l'arrière du réhausse WC.

Modèle	Référence	Référence fournisseur	Codes EAN
AquaWCSoft	HEXR25	SC7060C-PU	3760178861526

FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
Plant 2, Plant 3, 65 Building No. 88, Hartian Road, Hecheng Street, Gaoming District, Foshan City
Guangdong Province, China

EC REP **SUNCO Europe B.V.**
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
Capelle san den Ijssel, 2909VA
Netherlands



Importé et distribué par Hexa Plus Santé
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers
66600 Rivesaltes - France
(+33) 4 68 08 26 20