

Réhausse WC en polyuréthane

AquaWCSoft

Facilite l'assise et le lever aux WC en toute sécurité.

- Pente de 3° respectant l'angulation naturelle du bassin.
- Grandes surfaces d'appui avant et arrière.
- Dégagements avant et arrière facilitant l'hygiène.
- Assure un confort optimal grâce à la qualité technique des matériaux : souplesse de la mousse, contact agréable de l'enveloppe, étanchéité complète.
- En mousse polyuréthane et enveloppe PVC.
- Nettoyage à l'eau savonneuse ou autre produit courant.
- Désinfection avec dilution chlorée ou aérosol adapté.
- Dim. : 422 x 400 mm.
- Poids : 2,4 kg.
- Poids max. : 150 kg.
- **DM classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**



PRÉCAUTIONS :

Ne pas immerger l'arrière du réhausse WC.

Modèle	Référence	Référence fournisseur	Codes EAN
AquaWCSoft	HEXR25	SC7060C-PU	3760178861526



FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
Plant 2, Plant 3, 65 Building No. 88, Hartian Road, Hecheng Street, Gaoming District, Foshan City
Guangdong Province, China



SUNCO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
Capelle aan den IJssel, 2909VA
Netherlands



Importé et distribué par Hexa Plus Santé
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers
66600 Rivesaltes - France
(+33) 4 68 08 26 20