



# Secur'Take

## Pince de ramassage 82 cm



Réf. : HEXRAM25

### Description du dispositif

Outil de préhension léger conçu pour faciliter les gestes du quotidien.

Elle permet de ramasser de petits objets pesant jusqu'à 1,36 kg depuis le sol, une étagère ou d'autres zones difficiles d'accès.

La poignée à gâchette avec revêtement souple offre confort et maîtrise, tandis que le bras en aluminium durable assure solidité et facilité d'utilisation.

Ouverture mâchoire	10 cm
Modèle	Pince de ramassage Secur'Take - 82 cm
Conditionnement	Blisters
Longueur	82 cm
Poids max. porté	1,36 kg
Poids	198 g
Référence	HEXRAM25
EAN	3760178861656

**Importé et distribué par Hexa Plus Santé**  
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers  
66600 Rivesaltes - FRANCE  
(+33) 4 68 08 26 20