

Pince de ramassage pliable

82 cm



Description du dispositif

Outil de préhension léger conçu pour faciliter les gestes du quotidien. Elle permet de ramasser de petits objets pesant jusqu'à 1,36 kg depuis le sol, une étagère ou d'autres zones difficiles d'accès. La poignée à gâchette avec revêtement souple offre confort et maîtrise, tandis que le bras en aluminium durable assure solidité et facilité d'utilisation.

Ouverture mâchoire	10 cm
Modèle	Pince de ramassage pliable Secur'Take - 82 cm
Conditionnement	Blister
Longueur	82 cm
Poids max. porté	1,36 kg
Poids	204 g
Référence	HEXRAMP25
EAN	3760178861632

Importé et distribué par Hexa Plus Santé

ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers
66600 Rivesaltes - FRANCE
(+33) 4 68 08 26 20