

Relève buste confort

# SecurDos

**Permet aux patients alités de profiter d'un vrai confort pour lire ou prendre leur repas facilement.**

- Largeur dossier : 54 cm.
- Hauteur du dossier : 59 cm.
- Angle maximal : 70°.
- Poids : 2,7 kg.
- Poids max. : 100 kg.
- **DM classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**



## PRÉCAUTIONS :

- **Ne pas ajuster l'angle du dossier pendant son utilisation.**
- **Faites attention à ne pas vous coincer les doigts ou la main lors du réglage de l'angle du dossier.**
- **Veillez à resserrer périodiquement les vis.**



Modèle	Référence	Référence fournisseur	Code EAN
SecurDos	HEXRB25	SC-W05	3760178861533



**FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD**

Plant 2, Plant 3, 65 Building No. 88, Hartian Road, Hecheng Street, Gaoming District, Foshan City  
Guangdong Province, China



**SUNCO Europe B.V.**

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,  
Capelle aan den IJssel, 2909VA  
Netherlands



**Importé et distribué par Hexa Plus Santé**

ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers  
66600 Rivesaltes - France  
(+33) 4 68 08 26 20