


Siège de bain pivotant

AquaPivot

Facilite l'accès à la baignoire des personnes à mobilité réduite.

- Convient aux baignoires d'une largeur maximale de 700 mm.
- Siège de bain pivotant à 360°.
- Equipé d'accoudoirs fixes.
- Siège muni d'une manette de verrouillage ainsi que de 2 stabilisateurs latéraux assurant la sécurité de l'utilisateur.
- Structure en acier époxy.
- Dim. hors-tout : L. 760 x l. 485 x H. 504 mm.
- Dim. d'assise : L. 404 x l. 382 mm.
- Largeur entre les accoudoirs : 510 mm.
- Poids : 5,5 kg.
- Poids max. : 120 kg.
- **DM classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**



Modèle	Référence	Référence fournisseur	Codes EAN
AquaPivot	HEXSBP25	SC6040C-N	3760178861472



FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
Plant 2, Plant 3, 65 Building No. 88, Hartian Road, Hecheng Street, Gaoming District, Foshan City
Guangdong Province, China



SUNCO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
Capelle aan den IJssel, 2909VA
Netherlands



Importé et distribué par Hexa Plus Santé
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers
66600 Rivesaltes - France
(+33) 4 68 08 26 20