

# Scooter

## Moov'Easy



### Caractéristique :

Dimensions totales	1130(L) x 520(l) x 880(h) mm
Poids net / poids brut	52 kg - 56 kg
Rayon de braquage	1 250 mm
Siège standard	Type : pliable
Vitesse maximale	9,5 km/h
Dénivelé maximal	12°
Autonomie	25 - 30 km
Poids maximal utilisateur	120 kg
Puissance maximale du moteur	24V 250W
Type de batterie	24V 20AH batterie au plomb
Garde au sol	92mm
Chargeur	2.0A/24V
Nombre de roues	4
Dimensions des roues	Pneu plein avant 8» Pneu plein arrière 9»
Système de freinage double	freins magnétiques
Taille de l'emballage	113*53.5*50 cm
Coloris	rouge, argenté
Rétroviseurs latéraux	gauche et droite

Réfs : HEXSCTER25 (Rouge)  
HEXSCTEG25 (Gris)

### Description :

Pensé pour des déplacements sereins et autonomes, ce véhicule de mobilité associe **stabilité, confort et simplicité d'utilisation.**

Sa **conception ergonomique** permet une **prise en main personnalisée** grâce à un **poste de conduite modulable** et une **assise pivotante** facilitant **l'installation et la descente.**

Les **appuis latéraux s'ajustent** selon les besoins, **offrant un excellent maintien au quotidien.**

**Pratique et fonctionnel**, il intègre des solutions de **rangement à l'avant** pour transporter aisément des effets personnels.

Sa **structure compacte et ingénieuse** permet un **démontage rapide**, rendant **le transport et le rangement particulièrement faciles.**

**Élégant et confortable**, il accompagne tous vos trajets avec **efficacité et discrétion.**

### Couleur :



Rouge



Gris