

Medi'Care+

Tensiomètre automatique au bras

Pour tous les jours, pour toute la famille

- Utilisation intuitive.
- Gonflage automatique.
- 90 mesures mémorisables.
- Valeur moyenne des 3 derniers relevés.
- Indicateur de classification de la pression sanguine.
- Détection du rythme cardiaque irrégulier.
- Une seule touche d'utilisation.
- Indication de batterie faible.
- Livré avec son brassard nylon adulte 22/32 cm.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (non fournies).
- Poids : 236 g (sans les piles).
- **DM classe IIa**
- **Garantie : 2 ans (sauf brassard)**

Chaque jour, un geste pour votre santé



Modèle	Dimensions	Référence	Référence fournisseur	Codes EAN
Tensiomètre automatique au bras	L. 13,4 x l. 9,8 x H. 5,7 cm	HEXTB25	LD535	3760178861267

Présentoir	Référence	Référence fournisseur	Codes EAN
Tensiomètre automatique au bras	HEXTB25PACK10	LD535	3760178861250



Importé et distribué par Hexa Plus Santé
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers
66600 Rivesaltes - France
(+33) 4 68 08 26 20



HONSUN (NANTONG) Co., Ltd.

Address : No.8 Tongxing Road Economic & Technological Development
Area 226009 Nantong City PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



SHANGAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH (EUROPE)
Address : Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg GERMANY