

Medi'Care+

Thermomètre infrarouge

Mesurez la température sans contact, en un geste sûr et rapide.

- Thermomètre infrarouge sans contact.
- Pour la prise de température du corps, des liquides ou des objets.
- Distance de mesure : ≤ 1 cm.
- Plages de mesures :
 - Corps : 34-42,9 °C.
 - Autres : 0-100 °C.
- **DM classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**



Chaque jour, un geste pour votre santé

Modèle	Précision	Référence	Référence fournisseur	Codes EAN
Tensiomètre infrarouge	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ou $\pm 0.4^{\circ}\text{F}$	HEXTI25	FT-100B	3760178861212

Présentoir	Référence	Référence fournisseur	Codes EAN
Tensiomètre infrarouge x10	HEXTI25PACK10	FT-100B	3760178861397



Importé et distribué par Hexa Plus Santé
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers
66600 Rivesaltes - France
(+33) 4 68 08 26 20



Hangzhou Universal Electronic Co., Ltd.
Address : 298 Yunxi Road, Cangqian Street, Yuhang District, Hangzhou
311121 Zhejiang, CHINA



Share info GmbH
Address : Heerdtter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf