

# Medi'Care+

## Thermomètre infrarouge Triple Mode

**Rapide, précis, hygiénique : le geste malin pour toute la famille.**

- Thermomètre infrarouge sans contact.
- Triple système de mesure : frontal, auriculaire, objet et environnement.
- Alarme de fin de mesure.
- Arrêt automatique au bout d'une minute d'inactivité.
- Plage de mesure : 32 - 43°C / Graduation : 0,1°C.
- 20 mémoires.
- Alimentation : 2x1,5 V AAA alkaline (non fournies).
- **DM classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**



*Chaque jour,* un geste pour votre santé

Modèle	Précision	Référence	Référence fournisseur	Codes EAN
Thermomètre infrarouge Triple Mode	± 0.2°C ou ± 0.4°F	HEXTITM25	EF-100B	3760178861229

Présentoir	Référence	Référence fournisseur	Codes EAN
Thermomètre infrarouge Triple Mode x10	HEXTITM25PACK10	EF-100B	3760178861403



Importé et distribué par Hexa Plus Santé  
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers  
66600 Rivesaltes - France  
(+33) 4 68 08 26 20



Hangzhou Universal Electronic Co., Ltd.  
Address : 298 Yunxi Road, Cangqian Street, Yuhang District, Hangzhou  
311121 Zhejiang, CHINA



Share info GmbH  
Address : Heerdter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf