

Secur'Adapt

Table de lit


La table de lit **Secur'Adapt** est adaptée pour une utilisation au lit ou dans un fauteuil.

- **Plateau inclinable** : Le plateau peut être incliné selon plusieurs positions afin de s'adapter aux besoins d'utilisation.
- **Bord de protection** : le plateau est équipé d'un bord de sécurité permettant de limiter le glissement ou la chute des objets.
- **Mât télescopique** : le mât permet d'ajuster la position de la table en fonction de la hauteur souhaitée.
- **Piètement inclinable** : le piètement offre trois positions de pliage, droite, inclinée ou perpendiculaire, pour adapter la configuration de la table.
- **Châssis robuste** : la structure est fabriquée en acier avec un traitement époxy.
- **Quatre roulettes avec frein** : les quatre roulettes facilitent le déplacement de la table tout en permettant son maintien grâce aux freins.
- **Montage sans outil** : la table ne nécessite aucun outil pour son installation.
- **Poids maximum supporté** : 10kg.
-  **Garantie** : 2 ans.



Les tables de lit **Secur'Adapt** sont livrées pliées et prêtes à l'emploi.

Coloris disponibles :



Ajustement



Inclinaison



Coloris blanc.
Réf. : HEXTLM25

Conditionnement :

Carton : 1 unité

Palette : 40 unités



Inclinaison
plateau




Inclinaison
piètement



Roues
avec freins

Caractéristiques



Lettre	Désignations	Description
A	Inclinaison piètement	18 °
B	Largeur plateau	40 cm
C	Inclinaison plateau	0 à 90°
D	Largeur piètement	44 cm
E	Hauteur totale	70 à 93 cm
F	Longeur plateau	60 cm
G	Longeur piètement	57 cm
H	Hauteur roues	6 cm
I	Épaisseur plateau	2,5 cm

EAN

Désignations	Code EAN	Référence fournisseur
Secur'Adapt	3760178861786	09114

Contactez-nous

Hexa Plus Santé

ZA Panisso Est - 2,rue des micocouliers, 66600 Rivesaltes
 (+33) 4 68 08 26 20 • contact@union-healthcare.com