

Secur'Board +

Table de lit

Les **Secur'Board+** sont livrées en kit et conçues pour un usage pratique au lit.

- **Plateau extra-large** : une surface de 77x39 cm pour un usage confortable.
- **Sécurité renforcée** : bord de protection pour éviter tout glissement ou chute d'objets.
- **Mât télescopique** : ajustable en hauteur pour un positionnement personnalisé.
- **Structure robuste** : châssis en acier traité époxy et finition chrome pour une durabilité optimale.
- **Mobilité facile** : quatre roulettes, dont deux équipées de freins pour une stabilité sécurisée.
- **Montage rapide** : installation sans outil, prête à l'emploi en quelques minutes.
- **Poids maximum supporté** : 10 kg.
-  **Garantie** : 2 ans.



Coloris disponibles :



Coloris acajou.
Réf. : HEXTLS25



Conditionnement :


Carton : 1 unité

Palette : 40 unités



Roues
avec freins

Caractéristiques



Lettre	Désignations	Description
A	Hauteur réglable	71 à 114 cm
B	Largeur du plateau	39 cm
C	Longueur du plateau	77 cm
D	Diamètre des roues	6 cm
E	Épaisseur du plateau	2,5 cm

EAN

Désignations	Code EAN	Référence fournisseur
Secur'Board + hêtre	3760178861793	09104

Contactez-nous

Hexa Plus Santé

ZA Panisso Est - 2,rue des micocouliers, 66600 Rivesaltes
(+33) 4 68 08 26 20 • contact@union-healthcare.com