

# Secur'Board

## Table de lit

Les **Secur'Board** sont livrées en kit et conçues pour un usage pratique au lit.


- **Plateau polyvalent** : pivotant pour s'adapter à toutes les positions de confort.
- **Sécurité renforcée** : bord de protection pour éviter tout glissement ou chute d'objets.
- **Ajustement de la hauteur facile** grâce à un système de ressort.
- **Mât télescopique** : ajustable en hauteur pour un positionnement personnalisé.
- **Structure robuste** : châssis en acier traité époxy et finition chrome pour une durabilité optimale.
- **Mobilité facile** : quatre roulettes équipées de freins pour une stabilité sécurisée.
- **Montage rapide** : installation sans outil, prête à l'emploi en quelques minutes.
- **Poids maximum supporté** : 10kg.
-  **Garantie** : 2 ans.



### Coloris disponibles :



**Coloris cerisier.**  
Réf. : HEXTLT25



### Conditionnement :

**Carton** : 1 unité

**Palette** : 40 unités




Inclinaison  
plateau



Roues  
avec freins

## Caractéristiques



| Lettre | Désignations           | Description |
|--------|------------------------|-------------|
| A      | Hauteur réglable       | 72 à 112 cm |
| B      | Largeur du plateau     | 40 cm       |
| C      | Longueur du plateau    | 60 cm       |
| D      | Diamètre des roues     | 6 cm        |
| E      | Épaisseur du plateau   | 2,5 cm      |
| F      | Inclinaison du plateau | 300°        |

## EAN

| Désignations | Code EAN      | Référence fournisseur |
|--------------|---------------|-----------------------|
| Secur'Board  | 3760178891786 | 09102                 |

## Contactez-nous

Hexa Plus Santé  
ZA Panisso Est - 2,rue des micocouliers, 66600 Rivesaltes  
(+33) 4 68 08 26 20 • [contact@union-healthcare.com](mailto:contact@union-healthcare.com)