

# Medi'Care+

## Tensiomètre électronique automatique au poignet

### Pour tous les jours, pour toute la famille

- Utilisation intuitive.
- Gonflage automatique.
- 2 x 90 mesures mémorisables.
- Valeur moyenne des 3 derniers relevés.
- Indicateur de classification de la pression sanguine.
- Détection du rythme cardiaque irrégulier.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 6,6 x l. 7 x H. 3 cm.
- Poids : 110 g (sans les piles).

- **DM classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**

*Chaque jour,* un geste pour votre santé



Modèle	Dimensions	Référence	Référence fournisseur	Codes EAN
Tensiomètre électronique automatique au poignet	L. 6,6 x l. 7 x H. 3 cm	HEXTP25	LD752	3760178861274
Présentoir		Référence	Référence fournisseur	Codes EAN
Tensiomètre électronique automatique au poignet		HEXTP25PACK10	LD752	3760178861243



Importé et distribué par Hexa Plus Santé  
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers  
66600 Rivesaltes - France  
(+33) 4 68 08 26 20



**HONSUN (NANTONG) Co., Ltd.**

Address : No.8 Tongxing Road Economic & Technological Development  
Area 226009 Nantong City PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



**SHANGAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH (EUROPE)**

Address : Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg GERMANY