


AquaTwist

Tabouret de douche pivotant



Description

- Cadre en aluminium anodisé.
- Hauteur réglable sur 8 niveaux.
- Siège pivotant à 360°.
- Embouts en caoutchouc antidérapant.
- Coloris : blanc.
- Dimensions : Ø 32,5 cm x H. 36/54 cm.
- Charge maxi : 130 kg.

◀ Réf: **HEXTT25**



Révision : 4 août 2025



Importé et distribué par Hexa Plus Santé
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers
66600 Rivesaltes - France
(+33) 4 68 08 26 20



Foshan Mason Tech Co., Ltd.
East Block A, No.116 North Lishui Avenue, Lishui Town,
Foshan, CHINA



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands