


# Hexa

## AquaTwist

Tabouret de douche pivotant



### Description

- Cadre en aluminium anodisé.
- Hauteur réglable sur 8 niveaux.
- Siège pivotant à 360°.
- Embouts en caoutchouc antidérapant.
- Coloris : gris.
- Dimensions :  $\varnothing 32,5 \text{ cm}$  x H. 36/54 cm.
- Charge maxi : 130 kg.

◀ Réf: **HEXTT25**



Révision : 3 février 2025



Distribué par Hexa Plus Santé  
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers  
66600 Rivesaltes - FRANCE  
(+33) 4 68 08 26 20



Yongkang Beiqin Industry and Trade Co., Ltd.  
18 Jintian Road, Wangxitian Natural  
Village, Longqqing Village, Xiangzhu Town,  
Yongkang City, Zhejiang Province, (CHINA)



SUNGO Europe B.V.  
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,  
2909VA Capelle aan den IJssel,  
The Netherlands