



# HEXAGANTS

Vinyle non stériles,  
poudrés, ambidextres



## Confort

Elastique, souple et résistant

## Ergonomie

Bonne sensibilité et excellente tenue

## Sans latex

Matériau synthétique dont l'utilisation réduit la fréquence des allergies

## Contact alimentaire

Aliments secs, aqueux, acides et alcoolisés  
(pas de corps gras) pendant une courte période

	Référence	Longueur	Epaisseur paume	Epaisseur doigts/manchette	Couleur	Boîte	Carton	Palette
<b>S : Small</b> (6 - 7)	HEXV301PS	240 mm	± 0,1 mm	± 0,08 mm	Translucide	100 pièces 230 x 120 x 60 mm	1000 pièces	80 cartons
<b>M : Medium</b> (7 - 8)	HEXV302PM							
<b>L : Large</b> (8 - 9)	HEXV303PL							
<b>XL : X Large</b> (9 - 10)	HEXV304PXL							

## Matériaux utilisés

Latex free & DEHP free  
PVC

## Etiquetage

Sur chaque boîte de conditionnement sont inscrits  
la référence, le numéro de lot et la date de péremption.

Symboles utilisés en accord avec la norme  
NF EN ISO 15223-1 : Symboles à utiliser  
avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations  
à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.

## Conformité

DISPOSITIF MEDICAL

Classe I : Règlement 2017/745

NF EN 455-1/2/3/4

Gants médicaux non réutilisables.

NF EN 374 : Gants de protection contre les produits  
chimiques et les micro-organismes

Partie 1 : Terminologie et exigences de  
performance

Partie 2 : Détermination de la résistance  
à la pénétration

Résistance à la rupture 6 Newton  
(Norme EN455 – 2).