



HEXAGANTS

Vinyle non stériles,
non poudrés, ambidextres



Confort

Elastique, souple et résistant

Ergonomie

Bonne sensibilité et excellente tenue

Sans latex

Matériau synthétique dont l'utilisation réduit la fréquence des allergies

Sans poudre

Compatible avec l'utilisation de solution et gel hydroalcooliques

Contact alimentaire

Aliments secs, aqueux, acides et alcoolisés
(pas de corps gras) pendant une courte période

	Référence	Longueur	Epaisseur paume	Epaisseur doigts/manchette	Couleur	Boîte	Carton	Palette
S : Small (6 - 7)	HEXV401NPS	240 mm	± 0,1 mm	± 0,08 mm	Translucide	100 pièces 230 x 120 x 60 mm	1000 pièces	80 cartons
M : Medium (7 - 8)	HEXV402NPM							
L : Large (8 - 9)	HEXV403NPL							
XL : X Large (9 - 10)	HEXV404NPXL							

Matériaux utilisés

Latex free & DEHP free
PVC

Etiquetage

Sur chaque boîte de conditionnement sont inscrits
la référence, le numéro de lot et la date de péremption.

Symboles utilisés en accord avec la norme
NF EN ISO 15223-1 : Symboles à utiliser
avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations
à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.

Conformité

DISPOSITIF MEDICAL

Classe I

Règlement 2017/745 - NF EN 455-1/2/3/4
Gants médicaux non réutilisables.

NF EN 374 : Gants de protection contre les produits
chimiques et les micro-organismes

Partie 1 : Terminologie et exigences de
performance

Partie 2 : Détermination de la résistance
à la pénétration

Résistance à la rupture 6 Newton
(Norme EN455 – 2).