



# HEXAGANTS

Vinyle non stériles,  
non poudrés, ambidextres



### Confort

Elastique, souple et résistant

### Ergonomie

Bonne sensibilité et excellente tenue

### Sans latex

Matériau synthétique dont l'utilisation réduit la fréquence des allergies

### Sans poudre

Compatible avec l'utilisation de solution et gel hydroalcooliques

### Contact alimentaire

Aliments secs, aqueux, acides et alcoolisés  
(pas de corps gras) pendant une courte période

	Référence	Longueur	Epaisseur paume	Epaisseur doigts/manchette	Couleur	Boîte	Carton	Palette
<b>S : Small</b> (6 - 7)	HEXV401NPS	240 mm	± 0,1 mm	±0,08 mm	Translucide	100 pièces 230 x 120 x 60 mm	1000 pièces	80 cartons
<b>M : Medium</b> (7 - 8)	HEXV402NPM							
<b>L : Large</b> (8 - 9)	HEXV403NPL							
<b>XL : X Large</b> (9 - 10)	HEXV404NPXL							

### Matériaux utilisés

Latex free & DEHP free  
PVC

### Etiquetage

Sur chaque boîte de conditionnement sont inscrits la référence, le numéro de lot et la date de péremption.

Symboles utilisés en accord avec la norme NF EN ISO 15223-1 : Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.

### Conformité

DISPOSITIF MEDICAL

Classe I

Règlement 2017/745 - NF EN 455-1/2/3/4

Gants médicaux non réutilisables.

