

OTOSCOPE SMARTLED SPENGLER X LUXAMED EDITION® - MYRTILLE

LUXAMED®

Ref. A1.416.194



14/03/2025 22:50:59 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

OTOSCOPE SMARTLED SPENGLER X LUXAMED EDITION® - MYRTILLE

LUXAMED®

Ref. A1.416.194

SMARTLED SPENGLER X LUXAMED EDITION®

Un otoscope design et innovant fabrique en Allemagne, adapte aux besoins des professionnels de sante.

Description

Caracteristiques principales :

- **Format pratique** : Leger et portable, ideal pour un usage quotidien.
- **Eclairage lumineux** : Offre une luminosite de 10 000 Lux pour une observation claire.
- **Innovation technologique** :
 - Anneau de 6 LED concentriques a l'avant pour un champ de vision degage.
 - Duree d'utilisation prolongee avec un courant constant.
 - Luminosite ajustable grace a une pression longue.

Qualite et innovation MADE IN GERMANY

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	4260381965282	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	11	Unite emballee / Hauteur (cm)	4
Unite emballee / Longueur (cm)	24	Unite emballee / Poids (kg)	0.3
Unite nue / Poids (kg)	0.12		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	5	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			

14/03/2025 22:50:59 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr