

Curettes Stériles boîte de 100

Caractéristiques :

Pour le prélèvement des tissus

Les curettes Dermatologiques Stériles UU sont vendues par boîte de 10 pcs. Ce dispositif médical est utilisé dans les interventions de chirurgie légère de peau. Le manche ergonomique permet une bonne prise en main de l'instrument et assure un geste sûr et précis. L'anneau à bordure tranchante très effilée permet le prélèvement des tissus et offre une bonne visibilité du champ opératoire.

- Muni d'un capuchon pour prévenir tout risque de coupure
- Stérilisation par gamma irradiation 2,5 MEGA-RADS
- Conditionnement en sachet individuel stérile pelable recouvert d'une pellicule transparente
- Manche de couleur bleue
- Longueur du manche : 13 cm
- Prêt à l'emploi
- Conforme aux directives européennes 93/42/CE Classe IIA
- Garantie 12
- Disponible en plusieurs tailles : 2mm / 3mm / 4mm / 5mm / 7mm

Poids	0.13 kg
Profondeur	13.2 cm
Largeur Cond.	4 cm
Hauteur Cond.	7 cm
Profondeur Cond.	21 cm
Poids Cond.	0.13 kg
Quantité PCB	1

