

CURETTES DERMATOLOGIQUES STÉRILES UU - Ø 7 MM - BOÎTE DE 10 PCS

Réf. CPCURE05



CURETTES DERMATOLOGIQUES STÉRILES

UU - Ø 7 MM - BOÎTE DE 10 PCS

Réf. **CPCURE05**

Dispositif médical utilisée dans les interventions de chirurgie légère de peau

L'anneau à bordure tranchante très effilée permet le prélèvement des tissus et offre une bonne visibilité du champ opératoire. Le manche ergonomique permet une bonne prise en main de l'instrument et assure un geste sûr et précis.

- Muni d'un capuchon pour prévenir tout risque de coupure
- Stérilisation par gamma irradiation 2,5 MEGA-RADS
- Conditionnement en sachet individuel stérile pelable recouvert d'une pellicule transparente
- Manche de couleur bleue
- Longueur du manche : 13 cm
- Boîte de 10
- Prêt à l'emploi
- Conforme aux directives européennes 93/42/CE

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE2460	Code barres :	3661040186030
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90183290
Stérile :	Oui		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	4,0
Longueur unitaire (cm) :	13,7	Longueur conditionnement (cm) :	21,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	7,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,144
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	10	Température maxi :	40
Humidité mini :	35	Humidité maxi :	65



07/04/2022 21:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. CPCURE05

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.