

BANDELETTES URINAIRES URITOP +11 (X100)

URITOP+®

Réf. DPTDR49



DMDIV



BANDELETTES URINAIRES URITOP +11 (X100)



Réf. DPTDR49

Pratique et Rapide : 11 Paramètres en 60 sec.

- Bandelettes d'orientation clinique pour la détection de 11 paramètres dans les urines
- Multi-paramètres pour le dépistage général du diabète, des fonctions rénales, ou des infections urinaires
- 11 Paramètres : GLUCOSE / PROTÉINES / pH / SANG / CETONE / NITRITES / DENSITÉ / LEUCOCYTES / BILIRUBINE / UROBILINOGENE / ACIDE ASCORBIQUE
- Flacon de 100 bandelettes avec grille de lecture à l'échelle
- Résultats en 60 secondes (sauf leucocytes : lire 90 à 120 secondes)
- Test d'orientation clinique à usage professionnel ou à domicile
- en Option : LECTEUR Mini URITOP® avec lecture quantitative et qualitative ; et stockage des résultats

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui DMDIV (diagnostic In Vitro)

Marquage : CE

Code barres :

Garantie (mois) : 0

Code douanier : 38220010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



01/04/2021 21:19 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DPTDR49

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.