

AUTOTENSIO POIGNET ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER

Réf. SPG340-



AUTOTENSIO POIGNET ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Réf. SPG340-

La précision SPENGLER en version électronique

PRÉCISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Indicateur des risques OMS

FACILE D'UTILISATION & PRATIQUE

- Entièrement automatique
- 2 boutons
- Écran à cristaux liquides
- 120 mémoires horodatées
- Rapide et silencieux

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Circonférence du poignet 13,5-21 cm
- Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement

--
NOUVEAUX Coloris : Myrtille ou Corail

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446022518

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 10,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 9,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 10,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,270

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 55

Humidité mini : 15

Humidité maxi : 90



31/03/2022 01:55 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SPG340-

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.