

THERMOMÈTRE SPENGLER TEMPO 10, BLEU

Réf. SP1620/



THERMOMÈTRE SPENGLER TEMPO 10, BLEU



Réf. **SP1620/**

Le thermomètre TEMPO 10 est un thermomètre indiquant la température corporelle en 10 secondes

- Alarme de fièvre
- Arrêt automatique
- Embout résistant à l'eau
- Mémoire de dernière mesure
- Mesure en 10 secondes
- Livré avec un étui de rangement et pile bouton (1,5V)

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0123	Code barres :	3700446022846
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90251920
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,051
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:28 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SP1620/

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.