

FICHE TECHNIQUE

iD EXPERT LIGHT EXTRA

5160040280



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale
Longueur tampon
Largeur tampon (av/ar)
Entrejambe total
Entrejambe tampon
Pliage

CIBLE

350 mm
125 mm
320 mm
100 mm
125 mm
80 mm
3

TOLERANCE

+/- 10 mm
+/- 5 mm
+/- 10 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

20,5 g

TOLERANCE

+/- 5%

COMPOSITION

Pâte fluff 100% cellulose
Voile intérieur polypropylène hydrophile
Enveloppe extérieure complexe PP/PE blanc
Elastiques entrejambe 2x2 Lycra
SAP polyacrylate de sodium (contrôle des odeurs)
Papier siliconé imprimé « ID expert Extra »
Colle de positionnement pavé de 250 mm x 40 mm
Voile d'acquisition complexe PET/PP blanc
Fabriqué en Europe

PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948

ABSORPTION

456 ml

TOLERANCE

+/- 10%

CONDITIONNEMENT

Sachet 28 produits
Carton 10 sachets
Palette 35 cartons
Type 1200 x 800

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.



CE

Ontex