

FICHE TECHNIQUE
iD LIGHT MAXI
5171055101-03



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale	370 mm
Largeur totale	115 mm
Longueur tampon	340 mm
Largeur tampon	100 mm
Pliage	3

CIBLE

TOLERANCE

+/- 10 mm
+/- 5 mm
+/- 10 mm
+/- 5 mm

POIDS (g)

Poids total	22,1 g
-------------	--------

CIBLE

TOLERANCE

+/- 5 %

COMPOSITION

Fibre	100% cellulose
Voile intérieur	polypropylène hydrophile
Enveloppe extérieure	complexe PP/PE blanc
SAP	polyacrylate de sodium (contrôle des odeurs)
Papier siliconé	blanc
Elastiques	2 élastimousses
Colle de positionnement	pavé de 320 mm x 40 mm
Voile d'acquisition	highloft
Emballage individuel	impression florale
Fabriqué en Europe	

PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948

ABSORPTION

668 ml

TOLERANCE

+/- 10 %

CONDITIONNEMENT

Sachet	10 produits
Carton	12 sachets
Palette	77 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

