

FICHE TECHNIQUE

iD LIGHT SUPER

5171070100



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale	405 mm
Largeur totale	155 mm
Longueur tampon	370 mm
Largeur tampon (av/ar)	125 mm
Entrejambe tampon	100 mm
Pliage	3

TOLERANCE

+/- 5%
+/- 5%
+/- 5%
+/- 5%
+/- 5%

POIDS (g)

Poids total	35 g
-------------	------

TOLERANCE

+/- 10%

COMPOSITION

Pâte fluff	100% cellulose
Voile intérieur	polypropylène hydrophile imprimé « fleuri »
Enveloppe extérieure	complexe PP/PE blanc
SAP	polyacrylate de sodium (contrôle des odeurs)
Papier siliconé	imprimé « fleuri »
Elastiques	2 élastimousses
Colle de positionnement	pavé de 300 mm x 40 mm
Voile d'acquisition	highloft
Emballage individuel	blanc
Fabriqué en Europe	

PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948

ABSORPTION

800 ml

TOLERANCE

+/- 10%

CONDITIONNEMENT

Sachet	10 produits
Carton	12 sachets
Palette	48 cartons
Type	1200 x 800

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.



CE

Ontex