

FICHE TECHNIQUE

iD Form Normal - DISCREET

5310155300



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale (av/ar)
Longueur tampon
Largeur tampon (av/ar)
Pliage

CIBLE

510 mm
230/ 240 mm
450 mm
170/ 180 mm
c + 3

TOLERANCE

+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

42 g

TOLERANCE

+/- 5 %

COMPOSITION

Corps absorbant
Voile intérieur
Enveloppe extérieure
Barrières anti-fuites
Elastiques barrière anti-fuites
Elastiques entrejambe
Super absorbant
Témoin d'humidité
Voile d'acquisition
Fabriqué en Europe

100% fibres cellulosiques blanches
polypropylène hydrophile
complexe PP/PE imprimé gris
polypropylène hydrophobe
2x1 fils
2x3 fils
polyacrylate de sodium (limiteur d'odeur)
2 traits de colle + encre
complexe PET/PP blanc

PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948
(ROTHWELL)

ABSORPTION

1056 ml

TOLERANCE

+/- 10 %

CONDITIONNEMENT

Sachet 30 changes
Carton 3 sachets
Palette 50 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

