

## FICHE TECHNIQUE

# iD Form Extra Plus - LONG

5310270210-02



### DIMENSIONS (mm)

Longueur totale  
Largeur totale (av/ar)  
Longueur tampon  
Largeur tampon (av/ar)  
Pliage

### CIBLE

640 mm  
310/ 330 mm  
560 mm  
250/ 260 mm  
c + 3

### TOLERANCE

+/- 20 mm  
+/- 20 mm  
+/- 20 mm  
+/- 20 mm

### POIDS (g)

Poids total

### CIBLE

70 g

### TOLERANCE

+/- 5 %

### COMPOSITION

Corps absorbant  
Voile intérieur  
Enveloppe extérieure  
Barrières anti-fuites  
Elastiques barrière anti-fuites  
Elastiques entrejambe  
Super absorbant  
Témoin d'humidité  
Voile d'acquisition  
Fabriqué en Europe

100% fibres cellulosiques blanches  
polypropylène hydrophile  
complexe PP/PE imprimé gris  
polypropylène hydrophobe  
2x1 fils  
2x3 fils  
polyacrylate de sodium (limiteur d'odeur)  
2 traits de colle + encre  
complexe PET/PP blanc

### PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948  
(ROTHWELL)

### ABSORPTION

2350 ml

### TOLERANCE

+/- 10 %

### CONDITIONNEMENT

Sachet 21 changes  
Carton 8 sachets  
Palette 24 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

