

FICHE TECHNIQUE

iD Form Super - LONG

5310275210-01



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale (av/ar)
Longueur tampon
Largeur tampon (av/ar)
Pliage

CIBLE

640 mm
310/ 330 mm
560 mm
250/ 260 mm
c + 3

TOLERANCE

+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

100 g

TOLERANCE

+/- 5 %

COMPOSITION

Corps absorbant
Voile intérieur
Enveloppe extérieure
Barrières anti-fuites
Elastiques barrière anti-fuites
Elastiques entrejambe
Super absorbant
Témoin d'humidité
Voile d'acquisition
Fabriqué en Europe

100% fibres cellulosiques blanches
polypropylène hydrophile
complexe PP/PE imprimé gris
polypropylène hydrophobe
2x1 fils
2x3 fils
polyacrylate de sodium (limiteur d'odeur)
2 traits de colle + encre
complexe PET/PP blanc

PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948
(ROTHWELL)

ABSORPTION

2900 ml

TOLERANCE

+/- 10 %

CONDITIONNEMENT

Sachet 21 changes
Carton 6 sachets
Palette 20 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

