

FICHE TECHNIQUE

iD Care Net Pants Comfort Super



Référence	Taille	Code Couleur	Tour de taille (cm)	Dimensions prod.(mm)	Pièces/ Cartons	Cartons/ Palette	Dimensions carton (mm)	Dimensions Palette (mm)
5410100050T	S		65/90	230 x 210	5 x 20	80	390/294/218	1200/800/2330
5410200050T	M		75/100	250 x 230	5 x 20	80	390/294/218	1200/800/2330
5410200250T-01	M		75/100	250 x 230	5 x 20	80	606/404/501	1200/800/2150
5410300050T	L		85/110	270 x 250	5 x 20	80	390/294/218	1200/800/2330
5410300250T-01	L		85/110	270 x 250	5 x 20	80	606/404/501	1200/800/2150
5410400050T	XL		95/125	285 x 270	5 x 20	72	390/294/218	1200/800/2330
5410400250T-01	XL		95/125	285 x 270	5 x 20	80	606/404/501	1200/800/2150
5410500050T	XXL		100/130	300 x 290	5 x 20	64	390/294/272	1200/800/2330
5410600030T	XXXL		120/155	330 x 350	3 x 20	72	390/294/242	1200/800/2330

COMPOSITION

Polyester	96 %
Elastane	4 %
Taille	indiquée à l'intérieur du slip
Couleur ceinture	« Comfort Super » en fonction de la taille
Instruction lavage	indiquée à l'intérieur du slip
Produit garanti sans latex	
Fabriqué en Europe	

DUREE DE VIE

Variation de taille après 1er lavage	<10 %
Résistance	30 à 40 lavages
Conditions de lavage	Laver à 60° Ne pas javelliser Ne pas repasser Convient pour l'armoire de séchage standard

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

