

## FICHE TECHNIQUE

# iD Pants XSmall Plus

5531065141-01 (50-70cm)



### DIMENSIONS (mm)

Longueur totale  
Largeur totale (tendu)  
Longueur tampon  
Largeur tampon (av/arr)  
Pliage

### CIBLE

630 mm  
175 mm  
510 mm  
100 mm  
C+2

### TOLERANCE

+/- 20 mm  
+/- 20 mm  
+/- 20 mm  
+/- 20 mm

### POIDS (g)

Poids total

### CIBLE

70,6 g

### TOLERANCE

+/- 5%

### COMPOSITION

Fibre	100% cellulose blanche
Super absorbant	polyacrylate de sodium (odour control)
Voile intérieur	polypropylène Hydrophile
Film de protection tampon	polyéthylène Blanc
Voile d'acquisition	complexe PET/PP blanc
Barrières anti-fuites	polypropylène hydrophobe
Elastiques barrière anti-fuites	2 x 2 élastiques synthétiques
Elastiques entrejambe	2 x 4 élastiques synthétiques
Enveloppe extérieure textile	polypropylène hydrophobe
Ceinture élastique	élastiques synthétiques (8 arrière- 8 avant)
Ceinture de hanche	2 x 20 élastiques synthétiques
Elastiques anatomiques	2 x 4 élastiques synthétiques incurvés
Indicateur arrière produit	bande de couleur niveau ceinture
Topsheet	topsheet traité avec les ingrédients botaniques mélange de camomille, de vitamine E et d'oxyde de zinc)

Fabriqué en Europe

### PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948  
(ROTHWELL)

### ABSORPTION

1300 ml +/- 10%

### CONDITIONNEMENT

Sachet	14 changes
Carton	4 sachets
Palette	64 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.



CE

**Ontex**